

Urządzenie do masażu i pielęgnacji twarzy

Zadbaj o swoją twarz z TheraFace PRO

Rewolucyjne urządzenie "all-in-one" do twarzy od Therabody – pioniera terapii perkusywnej. Oferuje osiem zabiegów pielęgnacyjnych, które w kompleksowy sposób redukują napięcie mięśni i uczucie dyskomfortu, oczyszczają i ujędrniają skórę oraz poprawiają owal twarzy.

Masaż perkusywny, mikroprądy, terapia światłem LED i oczyszczanie.

Zestaw zawiera

- Urządzenie TheraFace PRO
- 3 końcówki do terapii perkusywnej (Cone, Flat, Micro-Point)
- Pierścień do terapii mikroprądami
- Pierścień LED do terapii światłem (czerwonym, podczerwonym i niebieskim)
- Końcówka do oczyszczania twarzy
- Żel przewodzący TheraOne (50 ml)
- Etui ochronne
- Kabel USB-C do ładowania
- Podstawka



Pierścienie do zabiegów ciepłem i zimnem

Powered by Cryothermal Technology™
Sprzedawane oddzielnie



Pierścień rozgrzewający

- rozluźnia
- zmniejsza ból
- zwiększa przepływ krwi



Pierścień chłodzący

- łagodzi ból
- zmniejsza opuchliznę
- redukuje skurcze mięśni

Trzy temperatury

- 35°C
- 39°C
- 43°C

Trzy temperatury

- 26°C
- 22°C
- 18°C



TheraFace PRO

by Therabody



WERON.pl

OFICJALNY POLSKI DYSTRYBUTOR THERABODY



Pierścień LED (terapia światłem)

Terapia światłem LED stymuluje skórę przy pomocy fal świetlnych o różnej długości

TheraFace PRO umożliwia 3 rodzaje fototerapii:

- **Światło czerwone** redukuje zmarszczki.
- **Światło czerwone z podczerwonym** spłycają zmarszczki wokół oczu i dostarczają terapeutyczne ciepło, które rozluźnia i poprawia odżywienie.
- **Światło niebieskie** pomaga redukować trądzik.

Połącz światło czerwone lub czerwone i podczerwone z terapią perkusyjną, aby zmaksymalizować efekt rozluźnienia mięśni i zmniejszyć uczucie dyskomfortu w obrębie twarzy.

Niebieskiego światła nie należy używać w połączeniu z terapią perkusyjną ze względu na potencjalne ryzyko przeniesienia bakterii.



Mikroprądy

Terapia mikroprądami wykorzystuje niskie napięcie elektryczne do stymulacji mięśni twarzy. Jej efektem jest ujędrnienie skóry oraz poprawa konturu wybranych obszarów twarzy i szyi.

- Wygładza i napina skórę.
- Efekt liftingu – poprawia napięcie mięśni i modeluje kontur twarzy oraz szyi.
- Delikatnie stymuluje twarz dla poprawy jędrności, odżywienia i nadania blasku.
- Pierścień do mikroprądów musi być używany z żelem przewodzącym – polecamy TheraOne.



Końcówka oczyszczająca

Oczyszczanie w połączeniu z masażem perkusyjnym jest delikatne, a jednocześnie bardziej efektywne.

- Głębokie oczyszczenie twarzy z kosmetyków, sebum i zanieczyszczeń.
- Amplituda 3 mm | 3 prędkości (1750, 2100, 2400 PPMs).

Końcówki perkusyjne

Terapia perkusyjna dopasowana do potrzeb twarzy

TheraFace PRO to pierwsze urządzenie do terapii perkusyjnej w obszarze twarzy i szyi.

Masaż z jego użyciem jest niezwykle przyjemny i daje spektakularne efekty.

- Zmniejsza ból i napięcie mięśni twarzy.
- Rozluźnia mięśnie, których napięcie powoduje bóle głowy i migreny (w tym mięśnie twarzy, szyi, żuchwy i głowy).
- Poprawia krążenie.
- Zapewnia relaks i odprężenie.
- Parametry: amplituda 3 mm oraz 3 częstotliwości (1750, 2100 i 2400 PPMs).

Zawiera 3 końcówki do terapii perkusyjnej



Flat – zaprojektowana do masażu całej twarzy, szyi i dekoltu.



Cone – do precyzyjnego masażu okolic wokół oczu i zmarszczek mimicznych oraz punktów akupresurowych.



Micro-point – dla poprawy krążenia w większych obszarach, t.j. czoło, policzki czy dekol.